



Filler Dermico di Acido Ialuronico


MONALISA

GENOSS Co., Ltd.


Mantenimento del Volume

La tecnologia Hy-BRID consente la produzione di particelle altamente dense e uniformi in MONALISA. Il volume viene mantenuto per almeno 6 mesi prima che inizi il processo di dissoluzione.

Dimensione delle particelle e velocità di dissoluzione uniformi



Test di resistenza enzimatica




	Tempo di trattamento enzimatico (h)			
	0	1	2	3
Dentium (%)	100	36.9	11.7	0
Altri (%)	100	17.17	0	0

Filler Dermico di Acido Ialuronico

MONALISA

MONALISA dona un effetto volume superiore
e mantiene elevate prestazioni di lunga durata




CE
2195

PRODOTTO	SOFT	MILD	HARD
Aspetto / Consistenza	Nessuna impurità, gel trasparente e incolore		
Composizione	Acido ialuronico Reticolato		
Concentrazione	20 mg/mL		
Dimensione particelle	200 µm	400 µm	600 µm
Volume Siringa	1.0 mL		
Indicazioni consigliate	Derma Superficiale	Derma Superficiale / Strato Intermedio della Sottocute	Strato da Intermedio a Profondo della Sottocute
Dimensione Ago*	30 G TW	27 G TW	27 G TW
Conservazione	2~25°C		

* Le dimensioni dell'ago sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ago a parete sottile

L'ago a parete sottile consente un'iniezione semplice, che riduce il disagio per il paziente durante il trattamento



MONALISA


ago 30G TW per il tipo Soft

ago 27G TW per il tipo Mild e Hard

Design Ergonomico

L'impugnatura ergonomica consente un trattamento accurato, comodo e sicuro.

Design



Impugnatura



Un'impugnatura ergonomica che si adatta comodamente alle mani dell'operatore e consente l'iniezione in varie zone del viso.

MONALISA

SOFT

Contorno labbra
Rughe glabellari
Rughe periorculari

MILD

Rughe peribuccali
Volume guance
Volume labbra
Rughe frontali

HARD

Aumento nasale
Rughe nasogeniene
Mento & ovale volto



1. Effetto Volume e Ritenzione

Le particelle di dimensioni uniformi dell'acido ialuronico con ottima viscoelasticità possono mantenere un effetto volume duraturo.

2. Utilizzo Sicuro sui Pazienti

MONALISA è sicuro per i pazienti, grazie al basso livello di endotossina e al residuo BDDE sostanzialmente nullo.

3. Semplice Procedura di Applicazione


L'impugnatura e lo stantuffo dal design ergonomico consentono la distribuzione uniforme della pressione durante l'iniezione per consentire un trattamento accurato e sicuro per il clinico e per il paziente.

4. Acido ialuronico ad Alto Grado di Purezza

GENOSS implementa un severo sistema di controllo, attraverso il coinvolgimento diretto nell'intero processo di produzione, dal materiale di base dell'acido ialuronico al prodotto finale.

5. Standard Globali di Controllo Qualità

Per garantire la qualità di MONALISA, GENOSS soddisfa pienamente e rispetta le norme internazionali sulla qualità, incluse le norme Coreane sulle Buone Pratiche Manifatturiere (KGMP), le norme ISO 13485 e ISO 9001.



MONALISA

IMPLANTIUM
ITALIA

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA

Via Bonaventura Zumbini, 29, 20143, Milano MI, Italia

Tel. +39-02-33601153

www.monalisafiller.it

info@monalisafiller.it

GENOSS Co., Ltd.

HEAD OFFICE / PRODUTTORE

1 F, Gyeonggi R&DB Center, 105 Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16229, Corea

Tel. +82-31-888-5100, Fax. +82-31-888-5105

www.genoss.com

www.monalisafiller.com